



ENDOSCOPIE

JUIN 2026

Pinces de laparoscopie
bipolaires et monopolaires
Inserts / Poignées / Gaines



www.nussbaum-medical.fr

nussbaum.medical@gmail.com

COMPATIBILITÉ TOTALE ENTRE LES POIGNÉES ET LES GAINES


Ø 3 mm : système en 2 parties



Ø 5 mm : système en 3 parties



Ø 10 mm : système en 3 parties



- **Système en 2 parties : Ø 3 mm** (voir page 6)
se compose de l'insert gainé Ø 3 mm + la poignée
- **Système en 3 parties : Ø 5 mm** (voir page 3)
se compose de l'insert Ø 5 mm + la gaine Ø 5 mm + la poignée
- **Système en 3 parties : Ø 10 mm** (voir page 7)
se compose de l'insert Ø 10 mm + la gaine Ø 10 mm + la poignée

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSÉS CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE GAINÉ ADAPTÉE À L'INSERT (PAGE 9)
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

PINCE À PRÉHENSION Ø 5 mm

mors 14 mm cône
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-228 R030-050360-228 R030-050450-228

PINCE À PRÉHENSION COBRA Ø 5 mm


mors double action
2 x 4 dents



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-218 R030-050360-218 R030-050450-218

PINCE À PRÉHENSION Ø 5 mm

mors 18 mm cône
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-230 R030-050360-230 R030-050450-230

PINCE À PRÉHENSION COBRA Ø 5 mm

mors simple action
2 x 4 dents



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-219 R030-050360-219 R030-050450-219

PINCE À PRÉHENSION FENÊTRÉE Ø 5 mm

mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-215 R030-050360-215 R030-050450-215

PINCE À PRÉHENSION FENÊTRÉE Ø 5 mm

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-213 R030-050360-213 R030-050450-213

PINCE À PRÉHENSION DORSEY Ø 5 mm

mors 20 mm
mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-249 R030-050360-249 R030-050450-249

PINCE À PRÉHENSION DORSEY Ø 5 mm


mors 20 mm
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-248 R030-050360-248 R030-050450-248

PINCE À PRÉHENSION MAHNES Ø 5 mm

mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-231 R030-050360-231 R030-050450-231

PINCE À PRÉHENSION MAHNES Ø 5 mm

mors dents de souris
mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-241 R030-050360-241 R030-050450-241

PINCE À PRÉHENSION MAHNES Ø 5 mm

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-232 R030-050360-232 R030-050450-232

PINCE À PRÉHENSION MAHNES Ø 5 mm

mors double action
1 x 2 dents



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-240 R030-050360-240 R030-050450-240

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSÉS CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE GAINÉ ADAPTÉE À L'INSERT (PAGE 9)
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

PINCE À PRÉHENSION MARYLAND Ø 5 mm

mors courbe
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-212 R030-050360-212 R030-050450-212

PINCE À PRÉHENSION KELLY Ø 5 mm

mors courbe
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-266 R030-050360-266 R030-050450-266

PINCE À PRÉHENSION AGRESSIVE Ø 5 mm

mors 2 x 3 dents
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-243 R030-050360-243 R030-050450-243

PINCE À PRÉHENSION DAUPHIN Ø 5 mm

mors avec réservoir
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-225 R030-050360-225 R030-050450-225

PINCE À PRÉHENSION MIXTER Ø 5 mm

mors angle 90°
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-258 R030-050360-258 R030-050450-258

PINCE À PRÉHENSION MIXTER Ø 5 mm

mors angle 45°
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-259 R030-050360-259 R030-050450-259

PINCE À PRÉHENSION DEBAKEY Ø 5 mm

mors 28 mm
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-264 R030-050360-264 R030-050450-264

PINCE À PRÉHENSION BABCOCK Ø 5 mm

mors 31 mm
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-270 R030-050360-270 R030-050450-270

PINCE À PRÉHENSION MORS STRIÉS Ø 5 mm

mors 18 mm
mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-272 R030-050360-272 R030-050450-272

PINCE À PRÉHENSION FENÊTRÉE WAVE Ø 5 mm

mors 20 mm
mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-274 R030-050360-274 R030-050450-274

PINCE À PRÉHENSION MAXIGRIP Ø 5 mm

mors 21,5 mm
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-276 R030-050360-276 R030-050450-276

PINCE À PRÉHENSION TENACULUM Ø 5 mm

mors 22 mm
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-050330-284 R030-050360-284 R030-050450-284

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSÉS CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE GAINE ADAPTÉE À L'INSERT (PAGE 9)
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

CISEAUX**CISEAUX DROITS METZENBAUM Ø 5 mm**

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-110 R040-050360-110 R040-050450-110

CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 5 mm

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-112 R040-050360-112 R040-050450-112

CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 5 mm**LAMES SOFT**

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-122 R040-050360-122 R040-050450-122

CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 5 mm**LAMES FORTES**

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-124 R040-050360-124 R040-050450-124

CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 5 mm**LAMES FORTES DENTÉLÉES**

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-125 R040-050360-125 R040-050450-125

CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 5 mm**LAMES WONDERCUT**

lames double action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-113 R040-050360-113 R040-050450-113

CISEAUX DROITS Ø 5 mm

lames simple action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-114 R040-050360-114 R040-050450-114

CISEAUX DROITS À CROCHET Ø 5 mm

lames simple action



330 mm 360 mm 450 mm
 R040-050330-116 R040-050360-116 R040-050450-116

PORTE-AIGUILLES**PORTE-AIGUILLE Ø 5 mm****mors TC**

mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
 R050-050330-350 R050-050360-350 R050-050450-350

PORTE-AIGUILLE DE WOLFRAM Ø 5 mm**mors recouverts**

mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
 R050-050330-362 R050-050360-362 R050-050450-362

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSÉS CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SA GAINÉ SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

La gaine et l'insert sont solidaires et forment l'élément de travail, doté d'un raccord Luer-Lock pour un rinçage optimal.

**CISEAUX COURBES METZENBAUM Ø 3 mm**

lames double action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-112 **R100-030210-112** **R100-030330-112**

PINCE À PRÉHENSION UNIVERSELLE DROITE Ø 3 mm

mors double action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-210 **R100-030210-210** **R100-030330-210**

CISEAUX DENTELÉS DROITS Ø 3 mm

lames simple action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-114 **R100-030210-114** **R100-030330-114**

PINCE À PRÉHENSION COURBE MARYLAND Ø 3 mm

mors double action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-212 **R100-030210-212** **R100-030330-212**

CISEAUX DROITS CROCHETS Ø 3 mm

lames simple action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-116 **R100-030210-116** **R100-030330-116**

PINCE À DISSECTION Ø 3 mmmors ovales
mors double action

180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-214 **R100-030210-214** **R100-030330-214**

MICRO-CISEAUX Ø 3 mm

lames simple action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-118 **R100-030210-118** **R100-030330-118**

PINCE À PRÉHENSION Ø 3 mmmors mousses avec réservoir
mors double action

180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-220 **R100-030210-220** **R100-030330-220**

PINCE À PRÉHENSION Ø 3 mmmors coniques 14 mm
mors double action

180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-230 **R100-030210-230** **R100-030330-230**

PINCE À PRÉHENSION DAUPHIN Ø 3 mm

mors double action



180 mm 210 mm 330 mm
R100-030180-224 **R100-030210-224** **R100-030330-224**

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSÉS CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE GAINÉ ADAPTÉE À L'INSERT (PAGE 9)
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

PINCE À PRÉHENSION Ø 10 mm

3 x 2 griffes
mors simple action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-610 R030-100360-610 R030-100450-610

**PINCE À PRÉHENSION ET À DISSECTION
COURBE MARYLAND Ø 10 mm**

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-612 R030-100360-612 R030-100450-612

PINCE À PRÉHENSION MORS DE BAKEY Ø 10 mm

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-614 R030-100360-614 R030-100450-614

PINCE À PRÉHENSION FORTE BABCOCK Ø 10 mm

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-616 R030-100360-616 R030-100450-616

PINCE À PRÉHENSION Ø 10 mm

mors transversaux
mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-642 R030-100360-642 R030-100450-642

PINCE À PRÉHENSION MIXTER Ø 10 mm

mors double action



330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-646 R030-100360-646 R030-100450-646

PINCE À PRÉHENSION DORSEY Ø 10 mm

mors double action




330 mm 360 mm 450 mm
R030-100330-648 R030-100360-648 R030-100450-648

COMPOSITION D'UNE PINCE À PARTIR DES INSERTS PROPOSES CI-DESSOUS :

- CHOISIR UN INSERT SELON LE TYPE ET LA LONGUEUR DÉSIRÉS
- CHOISIR UNE GAINÉ ADAPTÉE À L'INSERT (PAGE 9)
- CHOISIR UNE POIGNÉE (PAGE 9)

PINCE À PRÉHENSION KOCHER Ø 10 mm

mors longueur 40 mm
mors double action



330 mm
R030-100330-623

360 mm
R030-100360-623

**PINCE À PRÉHENSION DE BAKEY Ø 10 mm
DOUBLE GRIFFE**

mors longueur 40 mm
mors double action



330 mm
R030-100330-632

360 mm
R030-100360-632

PINCE À PRÉHENSION FINE BABCOCK Ø 10 mm

mors double action



330 mm
R030-100330-618

360 mm
R030-100360-618

PINCE À PRÉHENSION COLLIN Ø 10 mm

mors double action



330 mm
R030-100330-620

360 mm
R030-100360-620

PINCE À PRÉHENSION PENNINGTON Ø 10 mm

mors double action



330 mm
R030-100330-650

360 mm
R030-100360-650

**PINCE À PRÉHENSION OVERHOLD
FINE COURBE Ø 10 mm**

mors double action



330 mm
R030-100330-654

360 mm
R030-100360-654

PINCE À PRÉHENSION TENACULUM Ø 10 mm

mors double action



330 mm
R030-100330-656

360 mm
R030-100360-656

POIGNÉES ERGONOMIQUES POUR PINCES ORIENTABLES ET DÉMONTABLES DE \varnothing 5 mm

- Connecteur HF à 45 °
- Bague avec repère pour le contrôle de la rotation
- Poignée isolée



**POIGNÉE AVEC CRÉMAILLÈRE
INFÉRIEURE DÉBRAYABLE**

R033-000000-000



**POIGNÉE AVEC
CRÉMAILLÈRE CENTRALE**


R032P-000000-000



**POIGNÉE
SANS CRÉMAILLÈRE**

R034-000000-000

POIGNÉES AXIALES



**POIGNÉE AXIALE
AVEC ANNEAUX ET CRÉMAILLÈRE
NON ISOLÉE**

R037-000000-000



**POIGNÉE AXIALE
À BRANCHES AVEC CLIQUET
NON ISOLÉE**

R038-000000-000

GAINES ISOLÉES


GAINES ISOLÉES \varnothing 5 mm

330 mm R030-050330-000 360 mm R030-050360-000 450 mm R030-050450-000

GAINES ISOLÉES \varnothing 10 mm

330 mm R030-100330-000 360 mm R030-100360-000 450 mm R030-100450-000

PINCE DE COAGULATION BIPOLAIRE



PINCE BIPOLAIRE POWER GRIP

Ø 5 mm - Longueur utile 34 cm

ENTIÈREMENT DÉMONTABLE ET ORIENTABLE.
CHANGEMENT RAPIDE DES ÉLECTRODES.

La pince à coagulation bipolaire POWERGRIP est un instrument pour la **préhension, la coupe et la coagulation bipolaire** dans la chirurgie **minimalement invasive**.

Son mécanisme permet l'ouverture et la fermeture précises et réglables des mors, tout en assurant une très forte pression à la préhension et à la coupe, et une coagulation précise des tissus **en même temps**.

Les inserts d'électrodes pour différentes applications peuvent être **changés en quelques secondes**.

La pince complète se compose de l'insert, de la gaine et de la poignée

POUR COMPOSER LA PINCE :



Poignée seule **R067-000000-700**



Gaine seule longueur utile 34 cm **R067-050340-700**

CHOISIR :



Insert pince à **préhension fenêtrée**
R067-000340-713



Insert pince à **préhension courbe**
R067-000340-724



Insert pince **courbe**
R067-000340-722



Insert **ciseaux courbes**
R067-000340-709




Insert pince à **préhension Delta**
R067-000340-723



Insert **dissecteur Maryland courbe**
R067-000340-721

PINCE DE COAGULATION BIPOLAIRE



PINCE DE COAGULATION BIPOLAIRE POUR LAPAROSCOPIE Ø 5 mm - Longueur utile 34 cm

ENTIÈREMENT DÉMONTABLE ET ORIENTABLE.
CHANGEMENT RAPIDE DES ÉLECTRODES.

LA PINCE COMPLÈTE SE COMPOSE DE LA POIGNÉE, DE LA GAINE ET DE L'INSERT

POUR COMPOSER LA PINCE



Poignée seule **HF-9580-00**



Gaine seule longueur utile 34 cm **HF-9580-34**

CHOISIR L'INSERT



Insert pince à **préhension coudée fine**
HF-9580-01



Insert **pince à préhension fenêtrée**
HF-9580-04



Embout de connexion pour le lavage
HF-9580-99

ÉLECTRODES POUR CHIRURGIE HAUTE-FRÉQUENCE

ÉLECTRODES BIPOLAIRES



ÉLECTRODE BIPOLAIRE BOULE

Longueur utile : 360 mm / 1,7 mm (5FR)

HF-9694-01

NOUVEAU

Utilisation en hystérocopie / endoscopie transvaginale :

- pour la coagulation en cas de petits saignements
- pour la coagulation en cas de lésions endométriosiques



ÉLECTRODE BIPOLAIRE AIGUILLE

Longueur utile : 360 mm / 1,7 mm (5FR)

HF-9694-02

Utilisation en hystérocopie :

- dissection du septum
- synéchies
- polypectomie




Utilisation en endoscopie transvaginale :

- adhésiolyse
- forage ovarien

NOUVEAU

ÉLECTRODES MONOPOLAIRES



Modèle	Longueur utile	Ø 1,7 mm (5FR)	Ø 2,3 mm (7FR)
 Boule	450 mm	HF-9976-51	HF-9976-71
	650 mm	HF-9976-52	HF-9976-72
 Aiguille	450 mm	HF-9976-53	HF-9976-73
	650 mm	HF-9976-54	HF-9976-74
 Boucle	450 mm	HF9976-55	HF-9976-75
	650 mm	HF9976-56	HF-9976-76

CÂBLES POUR LA CHIRURGIE HAUTE FRÉQUENCE





CÂBLES MONOPOLAIRES

134°C
Autoclave

CE

Connexion avec
cosse de sécurité



	Connexions pour générateurs	Longueurs	Références
	Erbe / ACC / ICC / VIO ø 5 mm	3 m	42-00503
		5 m	42-00505
	Martin / Berchtold / Aesculap ø 4 mm	3 m	42-00703
		5 m	42-00705
	Valleylab / Conmed / Soering Bowa / Bovie ø 8 mm	3 m	42-00803
		5 m	42-00805
	connecteur 3-pol ø 4 mm	3 m	42-00903
		5 m	42-00905




CÂBLES BIPOLAIRES

134°C
Autoclave

CE

Connexion avec
cosse de sécurité



	Connexions pour générateurs	Longueurs	Références
	Martin / Berchtold / Aesculap GK 55, GK 60 ø 2 mm	3 m	40-28730
		5 m	40-28750
	Erbe / ACC / ICC / VIO ø 4 mm	3 m	40-10100
		5 m	40-10101
	Hebu / Valleylab / Lamidey / EMC ø 4 mm	3 m	40-35131
		5 m	40-35151

Visitez notre site vitrine en ligne

www.nussbaum-medical.fr



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société **NUSSBAUM MEDICAL** a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les **meilleurs fabricants** et artisans de **France et d'Allemagne**, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tuttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France **depuis plus de 30 ans** pour leur plus grande satisfaction.



Produits en **conformité**
avec les **directives CE.**

NOUS CONTACTER

Par téléphone :
de **09h00 à 12h00**
de **14h00 à 17h30**
du lundi au jeudi
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**

Par email :
nussbaum.medical@gmail.com

Par courrier :
Société NUSSBAUM MEDICAL
31D, rue Victor Schœlcher
BP 3106
68062 MULHOUSE Cedex