


**NUSSBAUM**  
**MEDICAL**

**CHIRURGIE ORL**

**JUIN 2022**

- **Pinces auriculaires fines**
- **Micro-Pinces auriculaires**
- **Ciseaux auriculaires**





[www.nussbaum-medical.fr](http://www.nussbaum-medical.fr)

PINCES AURICULAIRES À PRÉHENSION

Pince auriculaire à préhension **MICRO-FISCH**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige superfine : **∅ 1,2 mm**



Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	0,5 x 3 mm	<b>32-23501</b>
	Droite	0,7 x 3,5 mm	<b>32-23502</b>



Pince auriculaire à préhension **HARTMANN FINE**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige fine : **∅ 2,4 mm**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	1,6 x 8 mm	<b>32-23701</b>
	Droite Avec Griffes	2,5 x 10 mm	<b>32-23703</b>










PINCES AURICULAIRES À PRÉHENSION

Pince auriculaire à préhension **HARTMANN**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige fine : **∅ 1,8 mm**




Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	0,8 x 4 mm	<b>32-22401</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22601</b>
	Droite Mors Moussees	0,8 x 4 mm	<b>32-22402</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22602</b>
	Courbe à Droite	0,8 x 4 mm	<b>32-22403</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22603</b>
	Courbe à Gauche	0,8 x 4 mm	<b>32-22404</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22604</b>
	Courbe vers le Haut	0,8 x 4 mm	<b>32-22405</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22605</b>
	Courbe vers le Bas	0,8 x 4 mm	<b>32-22406</b>
		0,8 x 6 mm	<b>32-22606</b>



CISEAUX AURICULAIRES

Ciseaux auriculaires **BELLUCI**

Longueur utile : 80 mm



Aperçu	Lames	Taille du mors	Référence
	<b>Extra Fine</b> 1,6 x 1,0 mm <i>HOUSE-BELLUCI</i>	1,0 x 3,5 mm	<b>32-25510</b>
<b>Tige Très Fine ø 2,3 mm</b>			
	Lames Droites	1,3 x 5 mm	<b>32-25512</b>
	Lames Courbes à Droite	1,3 x 5 mm	<b>32-25515</b>
	Lames Courbes à Gauche	1,3 x 5 mm	<b>32-25517</b>
	Lames Courbes vers le Haut	1,3 x 5 mm	<b>32-25513</b>
<b>Tige Fine ø 2,4 mm</b>			
	Lames Droites	1,6 x 7 mm	<b>32-25522</b>
	Lames Courbes à Droite	1,6 x 7 mm	<b>32-25525</b>
	Lames Courbes à Gauche	1,6 7 mm	<b>32-25527</b>
	Lames Courbes vers le Haut	1,6 7 mm	<b>32-25523</b>



MICRO-PINCES AURICULAIRES

Micro-pince auriculaire à préhension **Cuillères Ovales**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 1,8 mm**






Mors : **4,5 mm**

Caractéristiques :

**EXTRA FINE** largeur cuillère : **0,6 mm**

**TRÈS FINE** largeur cuillère : **0,9 mm**



Aperçu	Micro-Pince	Longueur du Mors	Intitulé	Largeur de la cuillère	Référence
	Droite	4,5 mm	Extra Fine	0,6 mm	<b>32-25161</b>
			Très Fine	0,9 mm	<b>32-25181</b>
	Courbe à Droite	4,5 mm	Extra Fine	0,6 mm	<b>32-25162</b>
			Très Fine	0,9 mm	<b>32-25182</b>
	Courbe à Gauche	4,5 mm	Extra Fine	0,6 mm	<b>32-25163</b>
			Très Fine	0,9 mm	<b>32-25183</b>
	Courbe vers le Haut	4,5 mm	Extra Fine	0,6 mm	<b>32-25164</b>
			Très Fine	0,9 mm	<b>32-25184</b>
	Courbe vers le Bas	4,5 mm	Extra Fine	0,6 mm	<b>32-25165</b>
			Très Fine	0,9 mm	<b>32-25185</b>



MICRO-PINCES AURICULAIRES

Micro-pince auriculaire **HARTMANN DROITE**

Aperçu	Diamètre de la cuillère	Micro-pince Droite
	ø 0,75 mm	<b>32-25100</b>
	ø 1,00 mm	<b>32-25101</b>
	ø 1,50 mm	<b>32-25102</b>
	ø 2,00 mm	<b>32-25103</b>
	ø 2,50 mm	<b>32-25104</b>
	ø 3,00 mm	<b>32-25105</b>

Longueur utile de la tige : **80 mm**  
Cuillères : **Rondes**



Micro-pince auriculaire **HARTMANN COURBE VERS LE HAUT**

Aperçu	Diamètre de la cuillère	Micro-pince Courbe vers le Haut
	ø 0,75 mm	<b>32-25130</b>
	ø 1,00 mm	<b>32-25131</b>
	ø 1,50 mm	<b>32-25132</b>
	ø 2,00 mm	<b>32-25133</b>
	ø 2,50 mm	<b>32-25134</b>
	ø 3,00 mm	<b>32-25135</b>

Longueur utile de la tige : **80 mm**  
Cuillères : **Rondes**



MICRO-PINCES AURICULAIRES

Micro-pince auriculaire Fine Droite Type RONGEUR







Longueur utile de la tige : 80 mm - Cuillères : Ovales 2 x 7 mm

Aperçu	Micro-pince	Longueur utile	Cuillères	Référence
	Fine Droite Type Rongeur	80 mm	2 x 7 mm	32-22700



Micro-pince auriculaire Fine Droite Fenêtrée STRÜMPEL

Longueur utile de la tige : 80 mm - Cuillères : Ovales 2,5 x 6 mm

Aperçu	Angle	Longueur utile	Cuillères	Référence
	Droite	80 mm	2,5 x 6 mm	32-22801
	Droite	125 mm	2,5 x 6 mm	32-22802
	Angle 45°	80 mm	2,5 x 6 mm	32-22803
	Angle 45°	125 mm	2,5 x 6 mm	32-22804
	Angle 90°	80 mm	2,5 x 6 mm	32-22805
	Angle 90°	125 mm	2,5 x 6 mm	32-22806





**PINCES AURICULAIRES À PRÉHENSION**

**Pince auriculaire pour la tête de l'os du marteau DIETER**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige très fine : **ø 2 mm**


Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Courbe vers le Haut	0,6 x 3,5 mm	<b>32-23101</b>
	Courbe vers le Bas	0,6 x 3,5 mm	<b>32-23102</b>



**Pince auriculaire à préhension DUCKBILL**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **ø 2,5 mm**


Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	1,2 x 8 mm	<b>32-23200</b>



**Pince auriculaire à préhension WEINGARTNER**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **ø 2,5 mm**



Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	1,2 x 8 mm	<b>32-23300</b>



**Pince auriculaire à préhension HOUGH**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige fine : **ø 1,8 mm**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Courbe à Droite	0,8 x 5 mm	<b>32-23405</b>
	Courbe à Gauche	0,8 x 5 mm	<b>32-23406</b>







PINCES AURICULAIRES DE FERMETURE POUR FIL

**Pince auriculaire de fermeture pour fil McGEE MINI**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 1,6 mm**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite Mors Cannelés	0,6 x 3,5 mm	<b>32-23901</b>
	Droite Mors Lisses	0,6 x 3,5 mm	<b>32-23902</b>







**Pince auriculaire de fermeture pour fil McGEE**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 1,8 mm**

Pince : **Fine**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	0,8 x 3,5 mm	<b>32-23603</b>
	Droite	0,8 x 5 mm	<b>32-23604</b>





PINCES AURICULAIRES DE FERMETURE POUR FIL

**Pince auriculaire de fermeture pour fil GREVEN**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 1,8 mm**

Pince : **Très Fine**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Droite	0,8 x 5 mm	<b>32-23705</b>
	Droite	0,8 x 6 mm	<b>32-23706</b>





**Pince auriculaire de fermeture pour fil JUERS**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 2 mm**

Pince : **Très Fine**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Courbe à Droite	1 x 7 mm	<b>32-23801</b>
	Courbe à Gauche	1 x 7 mm	<b>32-23802</b>




**Pince auriculaire de fermeture pour fil KOS**

Longueur utile de la tige : **80 mm**

Tige : **∅ 1,8 mm**

Pince : **Très Fine**

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Courbe à Droite	0,9 x 3 mm	<b>32-23810</b>





PINCES AURICULAIRES

**Pince à tamponnement HARTMANN**

Longueur utile de la tige : 80 mm

Pince : Très Fine et Extra Fine





Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Extra Fine	1,5 x 4 mm	32-22304
	Très Fine	2 x 6 mm	32-22306




**Pince de WULLSTEIN**

Longueur utile de la tige : 80 mm

Tige tubulaire

Aperçu	Pince	Taille du mors	Référence
	Pince Mors Curette	Mors ø 0,9 mm	32-25602
	Ciseaux Très Fins	Mors droits	32-25603
	Pince à préhension	5 x 0,5 mm	32-25605
	Pince à préhension	7 x 0,5 mm	32-25607





**DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES  
D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX**  
**CONSULTEZ NOTRE SITE  
nussbaum-medical.fr**



Implantée à Mulhouse depuis 1989, la société NUSSBAUM MEDICAL a choisi ses partenaires pour leur grand savoir-faire parmi les meilleurs fabricants et artisans de France et d'Allemagne, pour vous offrir une qualité de produits et d'instruments de chirurgie parfaite.

Nous sommes situés à égale distance du Bassin Nogentais, berceau de l'instrumentation chirurgicale française, et de Tuttlingen en Forêt Noire, ville dont l'activité tourne essentiellement autour des techniques médicales et dont la réputation est mondiale.

Nos articles et surtout nos instruments de chirurgie sont connus et utilisés par les cliniques et les hôpitaux à travers toute la France depuis près de 30 ans pour leur plus grande satisfaction.



## NOUS CONTACTER

Par téléphone :  
de **09h00 à 12h00**  
de **14h00 à 17h30**  
du lundi au jeudi  
(**16h30** le vendredi)

Téléphone : **+ 33 (0)3 89 60 11 88**  
Fax : **+ 33 (0)3 89 59 32 77**

Par email :  
**nussbaum.medical@gmail.com**

Par courrier :  
**Société NUSSBAUM MEDICAL**  
31D, rue Victor Schœlcher  
BP 3106  
68062 MULHOUSE Cedex



Produits en **conformité**  
avec les **directives CE.**

